



## MODE D'EMPLOI

Pixyl.Neuro Release 1.8.1 via l'intégration de Pixyl

Version 6.0 du document

17 mai 2021

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Mode d'emploi - Utilisateur final | v6.0        |
| Nom du produit : Pixyl.Neuro      | 17-mai-2021 |



**Pixyl.Neuro**  
**Version 1.8.1**  
**Fabriqué en 2021**  
**Droits d'auteur 2021**

Fabriqué par :



Pixyl,  
 5 Avenue du Grand Sablon,  
 38700 La Tronche,  
 France

Date de fabrication :



2021



0197



Consulter le manuel  
 utilisateur



Attention



La loi fédérale limite la vente (ou l'utilisation)  
 de cet appareil à l'ordre d'un praticien agréé

### Informations supplémentaires

Liste des éléments principaux  
**Pixyl.Neuro**

Identification unique des dispositifs médicaux  
 -

## Table des matières

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Description du dispositif</b>                            | <b>3</b>  |
| Utilisation Prévue                                          | 3         |
| Contre-indications                                          | 4         |
| Classification du dispositif                                | 4         |
| Contraintes techniques                                      | 4         |
| <b>Déclaration de confidentialité</b>                       | <b>5</b>  |
| <b>Prise en main</b>                                        | <b>6</b>  |
| Avant de commencer                                          | 6         |
| Comment créer un compte Pixyl.Neuro                         | 6         |
| Utilisation de l'analyse Pixyl                              | 6         |
| Analyses disponibles                                        | 6         |
| Résultats                                                   | 7         |
| <b>Interprétation des rapports d'analyse</b>                | <b>8</b>  |
| <b>Principales sections du rapport</b>                      | <b>8</b>  |
| Rapport sur la sclérose en plaques (SEP)                    | 9         |
| Rapport sur les hyperintensités de la matière blanche (WMH) | 11        |
| Rapport sur la volumétrie du cerveau                        | 12        |
| <b>Interprétation de l'image DICOM segmentée</b>            | <b>13</b> |
| <b>Aide supplémentaire</b>                                  | <b>13</b> |

## 1. Description du dispositif

Pixyl.Neuro est un produit d'analyse d'images sur le Web qui analyse des images médicales du cerveau d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique (imageur IRM). Les images au format DICOM sont exportées de la imageur IRM et envoyées via Internet vers le produit Pixyl.Neuro. L'utilisateur peut consulter et télécharger un rapport donnant des détails sur les régions et lésions cérébrales identifiées.

### 1.1. Utilisation Prévue

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilisation prévue       | Pixyl.Neuro est destiné à l'identification automatique, à la visualisation et à la quantification volumétrique des régions cérébrales segmentables et des lésions d'un ensemble d'images IRM.                                                                                                                                                                                   |
| Utilisateurs prévus      | Professionnels de la santé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lieu d'utilisation prévu | Dans des établissements de santé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Usage médical            | Pour appuyer la prise de décision au moment de poser un diagnostic ou de planifier un traitement chez un sujet atteint d'un trouble neurologique. L'application a été évaluée sur des données de patients atteints de sclérose en plaques, de lésions de la matière blanche, de troubles neurodégénératifs ainsi que de sujets d'âge normal.                                    |
| Utilisation multiple     | En tant que produit logiciel, cet appareil peut être utilisé plusieurs fois.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Population de patients   | Personnes âgées de 18 à 90 ans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Partie du corps          | Pour usage sur le cerveau seulement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Profil de l'utilisateur  | Les utilisateurs chargés de fournir les images d'entrée à l'application seront des technologues formés travaillant avec des images médicales. L'utilisateur final qui interprétera le rapport produit par l'application sera un professionnel médical certifié ayant une expérience neuroanatomique et une connaissance complète de l'état du patient traité.                   |
| Application              | Ne doit être utilisé en radiologie ou en neurologie que s'il est appuyé par d'autres renseignements cliniques sur le patient. L'application sera utilisée lorsqu'une IRM est jugée importante pour appuyer la planification du patient et qu'un rapport quantitatif peut faciliter la prise de décision. Les IRM susmentionnés auront été acquises avec une qualité suffisante. |

## 1.2. Contre-indications



Les mesures automatiques basées sur l'image ne seront pas précises si la qualité des l'images ne sont pas d'un niveau suffisant. Cela peut être dû au mouvement du patient, à des anomalies structurelles ou à la façon dont les images ont été collectées (réglages inappropriés de l'imageur IRM). Par ailleurs, les pathologies sous-jacentes du patient peuvent également avoir un impact significatif sur la précision des résultats obtenus par les mesures.

Ce manuel d'utilisation fournit des indications sur les paramètres d'acquisition d'images, l'exactitude des mesures effectuées sur des images non conformes à cette norme ne peut être garantie.

On demande à l'utilisateur d'examiner attentivement tous les rapports avant de prendre une décision sur le traitement du patient. Le présent manuel de l'utilisateur contient des directives sur l'interprétation du rapport.

## 1.3. Classification du dispositif

Pixyl.Neuro a été classé comme dispositif médical de classe IIa conformément à l'annexe IX, règle 10. L'appareil a été catégorisé avec une classification de sécurité logicielle de Classe B, conformément à la norme IEC 62304:2006/Amd 1:2015. Des blessures légères ou des atteintes à la santé sont possibles.

## 1.4. Contraintes techniques

Une connexion internet est nécessaire pour que les services en ligne fonctionnent.

Une installation sur un réseau/système local doit être initialisée et fonctionner correctement avant que la solution d'intégration tierce ne fonctionne. Il est pour cela conseillé de contacter l'administrateur systèmes en charge au sein de l'établissement.

## 2. Déclaration de confidentialité

Pixyl est entièrement conforme à tous les aspects de la réglementation générale sur la protection des données (GDPR) garantissant les plus hauts standards de confidentialité et de sécurité en ce qui concerne les informations personnelles identifiables (PII) et les dossiers médicaux des patients. Ce document décrit la sécurité des données relatives au produit Pixyl.Neuro.

### Quelles sont les données stockées par Pixyl ?

**Utilisateurs :** Le prénom et le nom de l'utilisateur, son adresse électronique et son affiliation (y compris son adresse et son numéro de téléphone). Ces informations seront utilisées pour donner accès à l'utilisateur au service Pixyl.Neuro et peuvent servir à le/la contacter de temps en temps pour obtenir un retour et lui fournir les nouveautés de Pixyl.Neuro. Pixyl ne transmettra pas les données de l'utilisateur à des tiers.

**Patients :** Les patients sont toujours envoyés anonymement sur la plate-forme Cloud de Pixyl pour analyse. Les données d'identification du patient (numéro d'identification, nom, date de naissance...) ne quittent jamais l'établissement de santé. L'anonymisation et la pseudonymisation se font automatiquement sur le serveur interne de l'établissement de santé, via l'outil d'intégration fourni par Pixyl.

Notez que Pixyl stocke les images anonymes des patients et les résultats de l'analyse.

### Transfert et stockage des données

Toutes les données sont transmises à nos serveurs via une connexion https sécurisée. Tous les serveurs exécutant Pixyl.Neuro sont situés sur des serveurs Cloud, offrant un haut niveau de sécurité, de sauvegarde et de cryptage des données. De plus amples informations peuvent être fournies sur demande.

### Qui a accès aux données ?

L'accès à Pixyl.Neuro est régi par un système de contrôles d'accès des utilisateurs qui garantit que seuls les utilisateurs ayant la permission de voir les informations des patients y ont accès.

Les employés de Pixyl qui assurent le support logiciel du système n'accèdent au système qu'en cas de problème. L'administrateur système qui gère le déploiement de Pixyl.Neuro a reçu une formation en confidentialité des données.

### Règles et procédures

Toutes les données reçues seront gérées conformément aux règles et procédures de Pixyl, qui sont parfaitement en adéquation avec le GDPR.

### 3. Prise en main

#### 3.1. Avant de commencer

Avant de commencer à travailler avec cet appareil médical, assurez-vous que ce manuel et toutes les notes de mise à jour associées au logiciel ont été entièrement lus et compris.

#### 3.2. Comment créer un compte Pixyl.Neuro

Veuillez contacter Service Clientèle de Pixyl pour créer un compte. Ce compte d'utilisateur vous permettra d'accéder à la plate-forme Web afin que vous puissiez commencer à analyser les données des patients. Chaque utilisateur possède son propre compte; si vous avez besoin que plusieurs utilisateurs puissent accéder à votre compte institutionnel, veuillez en informer le Service Clientèle.

#### 3.3. Utilisation de l'analyse Pixyl

Après l'installation complète et la configuration sur site, l'utilisateur final n'interagit avec le visualiseur d'images DICOM que par 2 actions simples :

- Sélectionnez les images ;
- Demande d'analyse Pixyl.

Note : ce fonctionnement peut varier d'un système à un autre.

Les résultats arrivent ensuite automatiquement centrés sur le dossier du patient, dans le système de gestion des images DICOM, quelques minutes plus tard sans aucune autre action.

#### 3.4. Analyses disponibles

Il est possible d'avoir accès à trois types d'analyse différents. Chacun correspondant à un module spécifique de Pixyl.Neuro. La figure 1 en donne un résumé.




Figure 1 : Options d'analyse disponibles.

## 3.5. Résultats

Deux résultats différents sont fournis par l'analyse de Pixyl.

### 3.5.1. Rapport PDF

Le rapport pdf contient une analyse quantitative des lésions cérébrales et/ou volumétriques. Il se compose de plusieurs sections (décrites ci-dessous), qui diffèrent selon le type d'analyse, et peut comprendre une sélection de captures d'écran pour illustrer les résultats.

Dans le cas d'une analyse longitudinale, le rapport pdf contient également des valeurs de changement afin de donner un aperçu de l'évolution de l'état du patient.

Lorsqu'il est utilisé dans un flux de travail entièrement intégré, via l'outil d'intégration de Pixyl, le rapport PDF est converti au format DICOM avant d'être inséré dans le système de gestion d'images.

### 3.5.2. Images DICOM segmentées

Le DICOM segmenté n'est disponible que pour les analyses Sclérose en plaques. Il est basé sur les images FLAIR, sur lesquelles les lésions sont contourées en pointillé coloré.

## 4. Interprétation des rapports d'analyse

### 4.1. Principales sections du rapport

#### Informations patient

- Disponible dans le(s) rapport(s) : Tous
- Cette section du rapport contient des renseignements personnels sur le patient.
- **Nom:** Nom du patient.  
Ce champ est laissé vide si les données sont anonymisées.  
Il peut être ajouté au moment du téléchargement du rapport.
- **ID:** ID patient.  
Il est utilisé pour identifier de façon unique un patient dans un projet.
- **Sexe:** Sexe du patient.  
Ce champ est laissé vide si les données sont anonymisées.  
Il peut être ajouté au moment du téléchargement du rapport.
- **Année de naissance:** L'année de naissance du patient, au format aaaa.  
Ce champ est laissé vide si les données sont anonymisées.  
Elle peut être ajoutée au moment du téléchargement du rapport.
- **Date de visite:** Date à laquelle la visite en cours a été acquise, dans un format adapté à la langue sélectionnée.
- **Date de visite antérieure:** Si une visite antérieure est disponible, le rapport indique sa date.

#### Contrôle Qualité

- Disponible dans le(s) rapport(s) : Tous
- Cette section du rapport contient un contrôle qualité des images de la visite actuelle et une comparaison avec les images de la visite antérieure si elles sont disponibles.
- **Etat:** Réussite ou Information.
- **Observations:** Détails de l'analyse du contrôle de la qualité.
- Note: l'interprétation des résultats doit être faite avec prudence lorsque le contrôle qualité renvoie des observations.

## 4.2. Rapport sur la sclérose en plaques (SEP)

L'analyse Sclérose en plaques fournit une segmentation des lésions de la sclérose en plaques. Ceci peut être utilisé pour soutenir le diagnostic, le pronostic et le suivi des sujets atteints de SEP.

### Critères de qualité d'image requis

Les exigences suivantes s'appliquent aux séquences pour obtenir les meilleurs résultats de segmentation possibles :

| Séquence                  | Résolution Optimale (mm) | Résolution Minimale (mm) |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| FLAIR                     | 1x1x1                    | 1.2x1.2x3                |
| T1 (optionnelle)          | 1x1x1                    | 1.2x1.2x1.2              |
| T1 contrast (optionnelle) | 1x1x1                    | 1.2x1.2x3                |

Les images devraient être acquises en CA-CP.

### Images 2D ou 3D

En fonction de la résolution de l'image, l'algorithme définit une image IRM comme 2D ou 3D. Si la résolution est inférieure (strictement) à 1,5x1,5x1,5 mm (c'est-à-dire que la taille du voxel est supérieure à 1,5 mm dans au moins une direction), alors l'image est considérée comme 2D.

### Segmentation des lésions

Si l'image est considérée comme 3D par l'algorithme,

Les lésions de SEP sont segmentées sur des images FLAIR. Les lésions des séquences FLAIR sont étiquetées en fonction de leur région d'intérêt (ROI), afin de répondre aux critères de diagnostic et de suivi de l'IRM :

- Périventriculaire
- Cortico-juxtacortical
- Infratentorial
- Matière blanche profonde

Pour chaque ROI, les lésions sont comptées et leur volume global est calculé.

Si l'image est considérée comme 2D par l'algorithme,

La charge lésionnelle est calculée sur l'ensemble du cerveau et n'est pas répartie entre les ROI.



Les lésions de taille inférieure à 10 mm<sup>3</sup> sont automatiquement retirées des résultats car elles ne sont pas considérées comme significatives

### Analyse longitudinale

Lorsque des examens supplémentaires sont transférés pour un patient, l'analyse longitudinale est effectuée par rapport à l'examen précédent. Si un examen est inséré entre deux examens

existants (selon la date de l'examen), les visites sont réorganisées et une analyse longitudinale est effectuée par rapport aux examens précédents et suivants.

Si l'image est considérée comme 3D par l'algorithme,

L'analyse longitudinale calcule les lésions FLAIR nouvelles et croissantes en fonction de leur région d'intérêt :

- Périventriculaire
- Cortico-juxtacortical
- Infratentorielle
- Matière blanche profonde

Si l'image est considérée comme 2D par l'algorithme,

L'analyse longitudinale compare la charge lésionnelle de l'ensemble du cerveau sans tenir compte des ROI.

Pour permettre une comparaison cohérente entre les examens, la qualité des séquences doit être similaire. Les contraintes suivantes s'appliquent à toutes les séquences :

- La taille du voxel ne doit pas différer de plus de 0,02 mm ;
- Le contraste ne doit pas différer de plus de 5% (moyenne et écart-type).

Dans la mesure du possible, il est suggéré d'utiliser le même imageur IRM, la même antenne et les mêmes séquences à chaque visite pour obtenir les résultats les plus précis possibles.

Dans le cas où ces contraintes ne sont pas remplies, un avertissement sera affiché dans l'interface.

### Activité de la maladie

Disponible dans le rapport : Sclérose en plaques

Cette section du rapport contient un résumé de l'activité de la maladie. Elle est basée sur l'évolution du nombre de lésions depuis la visite précédente (nombre de lésions). La section est vide s'il n'y a pas de visite préalable à moins qu'un T1 avec image de contraste soit disponible, auquel cas le **T1 avec injection** de produit de contraste sera affiché.

**T2 FLAIR Nouvelle:** Nombre de nouvelles lésions depuis la visite précédente.

**T2 FLAIR Croissante:** Nombre de lésions en augmentation depuis la visite précédente.

**T1 avec Injection:** Nombre de lésions avec prise de contraste qui chevauchent les hyperintensités T2 FLAIR.  
N'est affiché que si la modalité est disponible.

## Charge lésionnelle

Disponible dans le rapport : Sclérose en plaques

Cette section du rapport contient un résumé des hyperintensités de la matière blanche spécifiques à la sclérose en plaques mesurées sur des images T2 FLAIR dans différentes régions anatomiques du cerveau - **Périventriculaire, Juxtacortical, Infratentorielle, Matière blanche profonde** - et leur somme, qui est présentée sous le label **Cerveau complet**.

**Volume(ml):** Volume des lésions mesuré dans la région anatomique, en millilitres (ml).

**Change(ml):** Volume supplémentaire de lésions mesuré dans la région anatomique depuis la visite précédente, en millilitres (ml).  
Il est laissé vide s'il n'y a pas de visite préalable.

**Nombre de lésions :** Nombre de lésions identifiées dans la région anatomique.

Le nombre de lésions est basé sur la révision de 2017 des critères de McDonald et est présenté avec [0 à 8] ou "≥ 9" pour le cerveau entier, et "0" ou "≥ 1" pour les autres régions anatomiques.

Notez que les critères de Barkhof pour le diagnostic de la SEP comprennent au moins 9 lésions sur les images pondérées en T2.

## 4.3. Rapport sur les hyperintensités de la matière blanche (WMH)

L'analyse Hyperintensité de la matière blanche permet la segmentation des lésions d'hyperintensité de la matière blanche. Il peut être utilisé pour le diagnostic, le pronostic et le suivi de sujets présentant diverses pathologies, y compris la maladie des petits vaisseaux, la démence vasculaire, etc.

### Critères de qualité d'image requis

Les exigences suivantes s'appliquent aux séquences pour obtenir les meilleurs résultats de segmentation possibles :

| Séquence                | Résolution Optimale (mm) | Résolution Minimale (mm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>FLAIR</b>            | 1x1x1                    | 1.5x1.5x5                |
| <b>T1 (optionnelle)</b> | 1x1x1                    | 1.2x1.2x1.2              |

Les images devraient être acquises en CA-CP.

### Segmentation des lésions

Les lésions WMH sont segmentées sur la FLAIR. Le volume global de la lésion est fourni.

### Analyse longitudinale

L'analyse longitudinale consiste à comparer le volume de la lésion entre deux points dans le temps.

## Hyperintensité de la matière blanche

Disponible dans le rapport : Hyperintensité de la matière blanche

Cette section du rapport contient un résumé des hyperintensités de la matière blanche mesurées sur des images T2 FLAIR dans le cerveau entier.

**Volume Total (ml):** Volume d'hyperintensité de la matière blanche en T2 FLAIR, en millilitres (ml).

**Changement (ml):** Changement de volume depuis la visite précédente, en millilitres (ml).

Il est laissé vide s'il n'y a pas de visite préalable.

## 4.4. Rapport sur la volumétrie du cerveau

L'analyse Volumétrie du cerveau fournit une segmentation des régions du cerveau. Elle peut être utilisée pour le diagnostic, le pronostic et le suivi de sujets présentant diverses pathologies neurodégénératives.

### Critères de qualité d'image requis

Les exigences suivantes s'appliquent aux séquences pour obtenir les meilleurs résultats de segmentation possibles :

| Séquence                    | Résolution optimale (mm) | Résolution minimale (mm) |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>T1 (3D, e.g. MPRAGE)</b> | 1x1x1                    | 1.2x1.2x1.2              |

Les images devraient être acquises en CA-CP.

### Images 2D ou 3D

En fonction de la résolution de l'image, l'algorithme définit une image IRM comme 2D ou 3D. Si la résolution est inférieure (strictement) à 1,5x1,5x1,5 mm (c'est-à-dire que la taille du voxel est supérieure à 1,5 mm dans au moins une direction), alors l'image est considérée comme 2D. Si l'image est considérée comme 2D par l'algorithme, l'analyse de la volumétrie du cerveau ne sera pas lancée.

### Segmentation des régions cérébrales

Les régions du cerveau sont segmentées à partir de l'image pondérée T1.

### Analyse longitudinale

L'analyse longitudinale consiste à comparer les volumes des régions cérébrales entre deux points dans le temps. L'analyse longitudinale doit être réalisée sur des images avec le même imageur IRM et les mêmes paramètres d'acquisition. La qualité de la séquence doit être la même entre les acquisitions.

### Volumétrie T1 du cerveau et comparaison avec les valeurs d'une population normative

Disponible dans le rapport : Volumétrie du cerveau  
Cette section du rapport contient l'analyse de la volumétrie du cerveau.

**Volume(ml):** Volume de la région anatomique, en millilitres (ml).

**Evolution(%):** Pourcentage de changement de la région anatomique depuis la visite précédente. Il est laissé vide s'il n'y a pas de visite préalable.

**Intervalle normal:** Intervalle de volume normal de la population en fonction de l'âge du patient. L'intervalle normal n'est calculé que si le patient a entre 18 et 90 ans.

## 5. Interprétation de l'image DICOM segmentée

Trois couleurs différentes sont utilisées dans l'image DICOM segmentée de Pixyl :

- **Rouge**, décrit les **nouvelles** lésions dans une analyse longitudinale ;
- **Jaune**, décrit les lésions **croissantes** dans une analyse longitudinale ;
- **Bleu**, décrit **toutes** les lésions dans l'analyse cross-sectionnelle, et les lésions **stables** dans une analyse longitudinale.




Figure 2 : Exemple d'une coupe avec des lésions stables, croissantes et nouvelles.

## 6. Aide supplémentaire

Si vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez dans ce document et que vous avez toujours besoin d'aide, nous serons heureux de vous aider. Vous pouvez nous contacter en remplissant le formulaire sur la page **Contact Us** du site web, en utilisant les adresses e-mail ou le numéro de téléphone fournis.

Pixyl suit les procédures réglementaires pour s'assurer que Pixyl.Neuro est correctement géré. Tous les courriels ou les demandes de renseignements en ligne sont surveillés en interne, au moyen d'un système qualité, et des procédures documentées sont suivies pour s'assurer que tout problème signalé est traité efficacement.

Une adresse email support est d'ailleurs mise à disposition pour tout retour concernant le produit plus spécifiquement : [support@pixyl.ai](mailto:support@pixyl.ai).

**Suivez-nous**

**in** Pixyl Medical  
@pixylmedical

**Contactez-nous**

5 Avenue du Grand Sablon  
38700 La Tronche, France  
[contact@pixyl.ai](mailto:contact@pixyl.ai)

**Visitez**

[www.pixyl.ai](http://www.pixyl.ai)