

Notes de version de Pixyl.Neuro

Numéro de version

Version 1.6.3

Introduction

Pixyl.Neuro est un logiciel d'aide au diagnostic en neurologie et en neuroradiologie basé sur le cloud. A partir de données d'IRM du cerveau, Pixyl.Neuro effectue l'extraction de biomarqueurs pour la sclérose en plaques, les pathologies qui affectent la substance blanche en général (leucoencéphalopathie par exemple) et les maladies neurodégénératives (Alzheimer, Parkinson, etc.). Il fournit une segmentation entièrement automatisée des lésions cérébrales, une segmentation des structures corticales et sous-corticales, une comparaison avec une population normale, et une analyse longitudinale.

Notes de version pour le back-end

-

Notes de version pour le front-end

1.6.3 (2020-11-09)

- Correction d'un risque potentiel de mélange de données entre deux analyses lancées en parallèle

Version autorisée par

Senan Doyle, PDG